



Akrylowe statywy na probówki, wys. 57 mm

Stabilne, masywne statywy na probówki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Śr. otworów | Wymiary | Liczba miejsc |
|-----------|---------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | 1-5101 | Statyw akryl. na probówki | 18 mm | 132 x 64 mm | 2 x 5 |
| | 1-5102 | Statyw akryl. na probówki | 18 mm | 155 x 64 mm | 2 x 6 |
| | 1-5103 | Statyw akryl. na probówki | 18 mm | 272 x 64 mm | 2 x 10 |
| | 1-5104 | Statyw akryl. na probówki | 18 mm | 322 x 64 mm | 2 x 12 |
| | 1-5105 | Statyw akryl. na probówki | 18 mm | 322 x 83 mm | 3 x 12 |
| | 1-5106 | Statyw akryl. na probówki | 18 mm | 322 x 120 mm | 4 x 12 |
| | 1-5131 | Statyw akryl. na probówki | 20 mm | 152 x 70 mm | 2 x 5 |
| | 1-5132 | Statyw akryl. na probówki | 20 mm | 312 x 70 mm | 2 x 10 |
| | 1-5133 | Statyw akryl. na probówki | 20 mm | 312 x 105 mm | 3 x 10 |

Opis

Stabilne, masywne statywy na probówki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

Gwarancja udzielana jest na rok.

Wysokość: 57 mm.

Średnica otworów: 18 lub 20 mm.