

Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową



Wykonane z białej skóry, ze skórzaną częścią wewnętrzną. Z paskiem na pięcie oraz regulowanym paskiem na podbiciu. Specjalna antypoślizgowa podeszwa z gumy nitylowej wg DIN 4843 cz. 100. Antystatyczne. Odporne na benzynę i oleje. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2004.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Kolor
	4-1370	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	36	biały
	4-1371	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	37	biały
	4-1372	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	38	biały
	4-1373	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	39	biały
	4-1374	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	40	biały
	4-1375	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	41	biały
	4-1376	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	42	biały
	4-1377	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	43	biały
	4-1378	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	44	biały

Opis

Wykonane z białej skóry, ze skórzaną częścią wewnętrzną. Z paskiem na pięcie oraz regulowanym paskiem na podbiciu. Specjalna antypoślizgowa podeszwa z gumy nitylowej wg DIN 4843 cz. 100. Antystatyczne. Odporne na benzynę i oleje. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2004.