



Akrylowe statywy na probówki, wys. 77 mm

Stabilne, masywne statywy na probówki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Dł. x szer.	Liczba miejsc
	1-5110	Statyw akryl. na probówki	18 mm	132 x 64 mm	2 x 5
	1-5111	Statyw akryl. na probówki	18 mm	155 x 64 mm	2 x 6
	1-5112	Statyw akryl. na probówki	18 mm	272 x 64 mm	2 x 10
	1-5113	Statyw akryl. na probówki	18 mm	322 x 64 mm	2 x 12
	1-5114	Statyw akryl. na probówki	18 mm	322 x 83 mm	3 x 12
	1-5115	Statyw akryl. na probówki	18 mm	322 x 120 mm	4 x 12

Opis

Stabilne, masywne statywy na probówki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

Gwarancja udzielana jest na rok.

Wysokość: 77 mm.

Średnica otworów: 18 mm.