

Buty laboratoryjne ze skóry, ESD



Buty laboratoryjne ESD (electrostatic discharge) ze specjalną podszewką antypoślizgową R2. Z regulowanym paskiem na podbiciu. Wykonane z gładkiej skóry. Ze skórzaną częścią wewnętrzną. Zgodne z normami CE, DIN EN 347-1.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Kolor
	4-1150	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	37	biały
	4-1151	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	38	biały
	4-1152	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	39	biały
	4-1153	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	40	biały
	4-1154	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	41	biały
	4-1155	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	42	biały
	4-1156	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	43	biały
	4-1157	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	44	biały
	4-1158	Buty laboratoryjne ze skóry, ESD	45	biały

Opis

Buty laboratoryjne ESD (electrostatic discharge) ze specjalną podszewką antypoślizgową R2. Z regulowanym paskiem na podbiciu. Wykonane z gładkiej skóry. Ze skórzaną częścią wewnętrzną. Zgodne z normami CE, DIN EN 347-1.