



Akrylowe statywy na próbki, dwupoziomowe

Stabilne, masywne statywy na próbki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Dł. x szer.	Liczba miejsc
	1-5121	Statyw akryl. na próbki	18 mm	155 x 64 mm	2 x 6
	1-5122	Statyw akryl. na próbki	18 mm	272 x 64 mm	2 x 10
	1-5123	Statyw akryl. na próbki	18 mm	322 x 64 mm	2 x 12

Opis

Stabilne, masywne statywy na próbki o mocnych ściankach i grubej podstawie. Wykonane z oryginalnego i bardzo trwałego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo wytrzymałe.

Gwarancja udzielana jest na rok.

Wysokość: 145 mm.

Średnica otworów: 18 mm.