

**Buty laboratoryjne Colorline**



Buty laboratoryjne z regulowanym paskiem, który można założyć na piętę. Wymienna wkładka. Podeszwa antypoślizgowa z poliuretanu, amortyzująca wstrząsy (SRA). Antystatyczne. Wierzch wykonany ze skóry. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2007.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	4-1445	Buty laboratoryjne Colorline	35
	4-1446	Buty laboratoryjne Colorline	36
	4-1447	Buty laboratoryjne Colorline	37
	4-1448	Buty laboratoryjne Colorline	38
	4-1449	Buty laboratoryjne Colorline	39
	4-1450	Buty laboratoryjne Colorline	40
	4-1451	Buty laboratoryjne Colorline	41

**Opis**

Buty laboratoryjne z regulowanym paskiem, który można założyć na piętę. Wymienna wkładka. Podeszwa antypoślizgowa z poliuretanu, amortyzująca wstrząsy (SRA). Antystatyczne. Wierzch wykonany ze skóry. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2007. Kolor: białe z niebieskimi wstawkami. Rozmiary 42 i 43 dostępne na zapytanie.