

## Obuwie ochronne - autoklawowalne



Obuwie ochronne. Dostępne w trzech kolorach. Przeznaczone do użytku w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego lub na salach operacyjnych. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2007.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Rozmiar
	2-0001	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	biały	35/36
	2-0002	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	biały	37/38
	2-0003	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	biały	39/40
	2-0004	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	biały	41/42
	2-0005	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	biały	43/44
	2-0006	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	biały	45/46
	2-0007	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	niebieski	35/36
	2-0008	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	niebieski	37/38
	2-0009	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	niebieski	39/40
	2-0010	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	niebieski	41/42
	2-0011	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	niebieski	43/44
	2-0012	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	niebieski	45/46
	2-0013	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	pomarańczowy	35/36
	2-0014	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	pomarańczowy	37/38
	2-0015	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	pomarańczowy	39/40
	2-0016	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	pomarańczowy	41/42
	2-0017	Chodaki laboratoryjne - autoklawowalne	pomarańczowy	43/44

**Opis**

Obuwie ochronne. Dostępne w trzech kolorach. Przeznaczone do użytku w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego lub na salach operacyjnych. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2007. Wykonane ze specjalnego materiału, który może być autoklawowany w temp. 121°C, sterylizowany i dezynfekowany oraz prany w 60°C. Pasek z możliwością zakładania na piętę. Antypoślizgowa podeszwa. Zgodne z ESD według DIN EN 61340.