





## Statyw pochyły do skosów agarozowych



Pochyły statyw umożliwiający łatwe i szybkie przygotowanie skosów agarozowych w dwóch różnych kątach nachylenia. Po przechyleniu statywu na jedną stronę otrzymany kąt wynosi 5° i jest korzystny dla kultur tlenowych, z drugiej strony kąt wynosi 20° i przeznaczony jest dla kultur beztlenowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.
	6-2320	Statyw pochyły na probówki o śr. 13-16 mm	267 x 152 x 130 mm
	6-2321	Statyw pochyły na probówki o śr. 16-20 mm	267 x 152 x 130 mm

### Opis

Pochyły statyw umożliwiający łatwe i szybkie przygotowanie skosów agarozowych w dwóch różnych kątach nachylenia. Po przechyleniu statywu na jedną stronę otrzymany kąt wynosi 5° i jest korzystny dla kultur tlenowych, z drugiej strony kąt wynosi 20° i przeznaczony jest dla kultur beztlenowych. Probówki na pożywki mogą być autoklawowane w statywie w pozycji stojącej. 40-miejscowy, z oznaczeniami alfanumerycznymi. Nie nadaje się do ustawiania piętrowego. Wykonany z polipropylenu. Możliwość autoklawowania do 121°C.

**Wymiary:** 267 x 152 x 130 mm (dł. x szer. x wys.).