



## Specjalne buty laboratoryjne wysokie (PCV)

Wysokie buty wykonane z białego tworzywa PCV. Z antypoślizgową podeszwą w kolorze beżowym. Z anatomicznie uformowaną częścią wewnętrzną. Wnętrze cholewki pokryte tkaniną dla większego komfortu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Kolor
	4-1240	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	36	biały
	4-1242	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	38	biały
	4-1243	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	39	biały
	4-1244	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	40	biały
	4-1245	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	41	biały
	4-1246	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	42	biały
	4-1247	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	43	biały
	4-1248	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	44	biały
	4-1249	Buty laboratoryjne wysokie (PCV)	45	biały

### Opis

Wysokie buty wykonane z białego tworzywa PCV. Z antypoślizgową podeszwą w kolorze beżowym. Z anatomicznie uformowaną częścią wewnętrzną. Wnętrze cholewki pokryte tkaniną dla większego komfortu.