





## Okrągły statyw do pojemników na lód



Okrągły statyw pływający o średnicy 22 cm. Wykonany z piankowego PCV. Posiada 30 otworów (o śr. 15 mm) na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Nadaje się do lodu, suchego lodu oraz ciekłego azotu. Odporny na temperatury od -196°C do +93°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Kolor	Liczba miejsc
	1-1381	Okrągły statyw do pojemników na lód	15 mm	zielony	30 miejsc
	1-1383	Okrągły statyw do pojemników na lód	15 mm	czerwony	30 miejsc

### Opis

Okrągły statyw pływający o średnicy 22 cm. Wykonany z piankowego PCV. Posiada 30 otworów (o śr. 15 mm) na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Nadaje się do lodu, suchego lodu oraz ciekłego azotu. Odporny na temperatury od -196°C do +93°C. Pasuje do pojemników na lód Spongex (nr art.: 2-5023 i następane).