



## Statyw do łaźni wodnych, opadający



Statyw wykonany ze specjalnej mieszanki polipropylenowej. Ze względu na duży ciężar właściwy może być stosowany w łaźni wodnej bez dodatkowego obciążenia. Z bocznymi uchwytami do przenoszenia. Możliwość autoklawowania w temp. do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Wys. najwyższ. piętra	Śr. probówek	Liczba miejsc
	6-2310	Statyw do łaźni wodnych, opadający	111 mm	57 mm	10-13 mm	72 miejsca
	6-2311	Statyw do łaźni wodnych, opadający	111 mm	57 mm	13-16 mm	50 miejsc
	6-2314	Statyw do łaźni wodnych, opadający	127 mm	70 mm	27-30 mm	15 miejsc

### Opis

Statyw wykonany ze specjalnej mieszanki polipropylenowej. Ze względu na duży ciężar właściwy może być stosowany w łaźni wodnej bez dodatkowego obciążenia. Z bocznymi uchwytami do przenoszenia. Możliwość autoklawowania w temp. do 121°C.

**Wymiary:** 213 x 110 mm (dł. x szer.).