



## Prostokątny statyw do pipet



Statyw do przechowywania pipet w rzędach 5 x 10. Otwory na górnym i dolnym poziomie mają średnicę 16 mm. Końcówki pipet umieszczonych w statywie nie mają kontaktu z podłożem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2275	Statyw (PP) na 50 pipet

### Opis

Statyw do przechowywania pipet w rzędach 5 x 10. Otwory na górnym i dolnym poziomie mają średnicę 16 mm. Końcówki pipet umieszczonych w statywie nie mają kontaktu z podłożem. Wyposażony w boczne uchwyty. Wykonany z polipropylenu. Możliwość autoklawowania w temperaturze do 121°C.

**Wymiary:** 213 x 114 x wys. 222 mm.