



## Statyw na stożki sedymentacyjne

Statyw przeznaczony na stożki sedymentacyjne. Z możliwością bezstopniowej regulacji wysokości. Płyta statywu i część górna wykonane w całości z polipropylenu. Odporne na działanie chemikaliów i autoklawowalne do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-5185	Statyw na stożki sedymentacyjne, 2-stanowiskowy
	1-5186	Statyw na stożki sedymentacyjne, 4-stanowiskowy
	1-5187	Statyw na stożki sedymentacyjne, 6-stanowiskowy

### Opis

Statyw przeznaczony na stożki sedymentacyjne. Z możliwością bezstopniowej regulacji wysokości.

Płyta statywu i część górna wykonane w całości z polipropylenu. Odporne na działanie chemikaliów i autoklawowalne do 121°C. Pręty podtrzymujące z nierdzewnej stali szlachetnej. Stożki wraz z zawartością umieszczone w statywie mogą być bezpiecznie transportowane.

**Średnica otworów:** 96 mm.

**Wysokość maks.:** 45 cm.