



Statyw z PP na termometry



Statyw przeznaczony do przechowywania termometrów. Posiada 25 stanowisk. Otwory na górnym i środkowym poziomie mają średnicę 8 mm, a na dolnym 3,2 mm. Odległość pomiędzy górnym i dolnym piętrem wynosi 105 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2276	Statyw na termometry - 25-stanowiskowy

Opis

Statyw przeznaczony do przechowywania termometrów. Posiada 25 stanowisk. Otwory na górnym i środkowym poziomie mają średnicę 8 mm, a na dolnym 3,2 mm. Odległość pomiędzy górnym i dolnym piętrem wynosi 105 mm.

Wymiary: 149 x 213 x 251 mm.

Możliwość autoklawowania w temp. do 121°C.