



## Stół niwelacyjny z poziomica



Przeznaczony do prac laboratoryjnych wymagających poziomego ułożenia przyrządu lub naczyń. Wyposażony w śruby nastawcze i wbudowaną poziomica. Płyta wykonana jest ze szkła akrylowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-4020	Stół niwelacyjny, 200 x 300 mm
	2-4021	Stół niwelacyjny, 300 x 400 mm

### Opis

Przeznaczony do prac laboratoryjnych wymagających poziomego ułożenia przyrządu lub naczyń. Wyposażony w śruby nastawcze i wbudowaną poziomica. Płyta wykonana jest ze szkła akrylowego.