







## Pudełko i statywy chroniące przed promieniowaniem Beta

Pudełko z pokrywką chroniące przed promieniowaniem Beta. Wykonane ze szkła akrylowego o grubości 10 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	4-1011	Pudełko chroniące przed promieniowaniem Beta
	4-1012	Statyw wkładany na probówki 1,5 /2,0 ml
	4-1013	Statyw wkładany na probówki 0,5 ml
	4-1014	Statyw wkładany na krioprobówki 2,0 ml

### Opis

Pudełko z pokrywką chroniące przed promieniowaniem Beta. Wykonane ze szkła akrylowego o grubości 10 mm.

**Wymiary wewnętrzne:** 155 x 80 x wys. 40 mm.

Dostępne są trzy różne wkładane statywy, każdy z 32 otworami na:

- probówki 1,5/2,0 ml;
- probówki 0,5 ml;
- krioprobówki 2 ml.