





Roztwór do płukania oczu

Roztwór do natychmiastowego przepłukiwania oczu. Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego z uchwytem ściennym. Zestaw zawiera następujące elementy: 4 gotowe do użycia butelki wody sterylizowanej o poj. 250 ml; podręczny komplet do opatrzenia skaleczonego oka z kompresami, zasłoną na oko, plastrami i rękawiczkami jednorazowymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-2107	Roztwór do płukania oczu - sterylny - w pudełku z tw. sztucznego	4 x 250 ml
	2-2108	Zapasowa butelka z roztworem do płukania oczu	250 ml

Opis

Roztwór do natychmiastowego przepłukiwania oczu. Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego z uchwytem ściennym. Zestaw zawiera następujące elementy: 4 gotowe do użycia butelki wody sterylizowanej o poj. 250 ml; podręczny komplet do opatrzenia skaleczonego oka z kompresami, zasłoną na oko, plastrami i rękawiczkami jednorazowymi.

Możliwość dozowania ciśnienia strumienia dla ostrożnego usuwania ciał obcych. Bezpieczne zamknięcie. 3 lata trwałości.

Wymiary: 260 x 160 x 70 mm.

Wyrób zgodny z DIN 12 930. Produkt medyczny wg MPG. Posiada znak CE.