



Woreczki BagFilter® Roll

interscience

Worki do homogenizatorów BagMixer® z filtrem bocznym, zamykane za pomocą naklejki umożliwiającej wielokrotne zamykanie. Aby zamknąć szczelnie worek wystarczy trzy razy zrolować górny brzeg worka i zabezpieczyć naklejką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1382	Sterylny woreczki BagFilter® Roll 400	400 ml	190 x 300 mm	500 szt.	111-700

Opis

Woreczki sterylne BagFilter® Roll doskonale sprawdzają się w pracy z homogenizatorami [BagMixer®](#). Filtr boczny, w który są wyposażone pozwala na filtrację próbki jeszcze w trakcie homogenizacji, dlatego analiza zajmuje znacznie mniej czasu. BagFilter® Roll wyróżniają się możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania ponieważ wyposażone są w zamknięcie w formie specjalnej naklejki. Próbki przechowywane w ten sposób są szczelnie zamknięte.

Jak wszystkie woreczki dedykowane stomacherom BagMixer® woreczki te są sterylizowane za pomocą promieni gamma i są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wykorzystywanie woreczków eliminuje ryzyko skażenia krzyżowego próbek.

Woreczki BagFilter® Roll świetnie sprawdzają się do analiz mikrobiologicznych:

- żywności (np. mięsa, ryb, owoców, warzyw, ryb),
- produktów farmaceutycznych (np. tabletek, proszków, kapsułek),
- w badaniach środowiskowych (np. roślin, gleby, tkanek).