



## Stojak BagRack<sup>®</sup> Slide na worki BagFilter<sup>®</sup> Pipet oraz Pipet & Roll

interscience

Stojak BagRack<sup>®</sup> Slide umożliwia wygodny dostęp do bocznej strony worków. Został stworzony z myślą o workach BagFilter<sup>®</sup> Pipet i BagFilter<sup>®</sup> Pipet & Roll.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do worków	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-1406	Stojak BagRack <sup>®</sup> 400 Slide	400 ml	10 miejsc	221-440

### Opis

Stojak BagRack<sup>®</sup> Slide do worków BagFilter<sup>®</sup>, umożliwia wygodny dostęp bez potrzeby wyciągania całej próbki ze statywu. Statywy BagRack<sup>®</sup> Slide są stworzone z myślą o workach [BagFilter<sup>®</sup> Pipet](#) i [BagFilter<sup>®</sup> Pipet & Roll](#). Stojaki są tak zbudowane, że można wysunąć woreczek i pobrać próbkę przez specjalny boczny otwór, w związku z czym doskonale sprawdzają się w pracy ze wspomnianymi modelami worków. Konstrukcja statywu umożliwia również łatwe i higieniczne pozbywanie się zużytych worków. Praktycznie jednym ruchem można wyrzucić wszystkie próbki bez potrzeby wyjmowania ich po kolei. Stojaki są wykonane ze stali nierdzewnej i można je autoklawować. Są przeznaczone do worków o pojemności **400 ml**. Pozwalają na oszczędzanie powierzchni roboczej ponieważ można je ustawiać piętrowo.