



Butelki do hodowli komórkowych z powierzchnią CellBind

CORNING

Butelki do hodowli z zakrętką wentylowaną. Specjalna powierzchnia CellBind, przygotowana za pomocą mikrofal, ułatwia wzrost komórek w utrudnionych warunkach, takich jak medium o obniżonej zawartości surowicy lub medium wolne od surowicy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pow. wzrostu	Szt./Op.	Nr producenta
	N-0997	Butelki do hodowli komórkowych z powierzchnią CellBind	25 cm ²	10 x 20 szt.	3289
	N-0998	Butelki do hodowli komórkowych z powierzchnią CellBind	75 cm ²	20 x 5 szt.	3290
	N-0999	Butelki do hodowli komórkowych z powierzchnią CellBind	150 cm ²	10 x 5 szt.	3291

Opis

Butelki do hodowli z zakrętką wentylowaną. Specjalna powierzchnia CellBind, przygotowana za pomocą mikrofal, ułatwia wzrost komórek w utrudnionych warunkach, takich jak medium o obniżonej zawartości surowicy lub medium wolne od surowicy. Zastosowanie tego typu powierzchni poprawia przyleganie komórek i umożliwia dostęp większej ilości tlenu do hodowli, co skutkuje lepszym i wydajniejszym wzrostem komórek. Ponieważ powierzchnia CellBind nie jest powlekana żadną substancją chemiczną, butelki nie wymagają specjalnego przechowywania ani obróbki przed użyciem.