








## Butelki Double Sidearm Celstir<sup>®</sup> do kultur tkankowych - 2 szyjki boczne - Wheaton

**WHEATON<sup>®</sup>**

Specjalne butelki przystosowane do łagodnego mieszania kultur tkankowych. Posiadają całkowicie płaskie dno i przestawną łopatkę mieszającą z PTFE, która zapewnia optymalne przemieszanie próbki. Łopatka jest połączona z zakrętką, która umożliwia hermetyczne zamknięcie butelki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. szyjki środkowej	Śr. szyjki bocznej
	9-0860	Butelka Wheaton do kultur tkankowych, dwie szyjki boczne	50 ml	38 mm	15 mm
	9-0861	Butelka Wheaton do kultur tkankowych, dwie szyjki boczne	125 ml	51 mm	33 mm
	9-0862	Butelka Wheaton do kultur tkankowych, dwie szyjki boczne	250 ml	51 mm	33 mm
	9-0863	Butelka Wheaton do kultur tkankowych, dwie szyjki boczne	500 ml	100 mm	45 mm
	9-0864	Butelka Wheaton do kultur tkankowych, dwie szyjki boczne	1000 ml	100 mm	45 mm

### Opis

Specjalne butelki przystosowane do łagodnego mieszania kultur tkankowych. Posiadają całkowicie płaskie dno i przestawną łopatkę mieszającą z PTFE, która zapewnia optymalne przemieszanie próbki. Łopatka jest połączona z zakrętką, która umożliwia hermetyczne zamknięcie butelki. Dwie szyjki boczne służą do napowietrzania oraz do pobierania lub dodawania substancji mieszanej. Część środkowa oraz szyjki boczne są wyposażone w gwint śrubowy i zakrętkę.