




Termometr Testo z alarmem



Uniwersalny mini termometr Testo z alarmem wyposażony jest w sondę. Posiada funkcję min/max. Służy do pomiaru temperatury w zakresie od -50 to 150 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2018	Termometr Testo z alarmem	0900-0530

Opis

Mini termometr Testo z alarmem posiada możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej wartości temperatury. Dzięki temu po przekroczeniu zadanych wartości włącza się alarm dźwiękowy. Termometr wyposażony jest w sondę penetracyjną o długości 190 mm. Jest ona na stałe podłączona do urządzenia kablem o długości 80 cm. Charakteryzuje się zakresem pomiarowym od -50 to 150 °C i dokładnością ± 1 °C.

Termometr Testo z alarmem ma kompaktowy rozmiar. Ponadto wyposażony jest w klips umożliwiający przymocowanie na ścianie lub przymocowanie do paska/kieszeni.

Zakres pomiarowy: od -50 do +150 °C

Dokładność: ± 1 °C (od -30 do +150 °C), ± 2 °C w pozostałym zakresie

Rozdzielczość: 0,1 °C (-19,9 do +150 °C), 1 °C (-50 do -20 °C)

Wymiary: 100 x 64 x 18 mm

Typ baterii: 2 x AAA

Wyświetlacz: LCD

W skład zestawu wchodzi:

1 x mini termometr testo z funkcją alarmu, sonda penetracyjna (długość sondy: 190 mm, długość kabla: 80 cm), zacisk mocujący oraz 2 baterie AAA.