



## Ezy plastikowe



Ezy z polistyrenu z zakończeniem prostym i zaokrąglonym. Sterylne.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                     | Pojemność | Stopień czystości | Pakowane      | Szt./Op.  |
|-----------|---------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
|           | B-2405  | Ezy mikrobiologiczne z PS | 1 µl      | sterylne          | 100 x 20 szt. | 2000 szt. |
|           | B-2411  | Ezy mikrobiologiczne z PS | 1 µl      | sterylne          | 200 x 5 szt.  | 1000 szt. |
|           | B-2406  | Ezy mikrobiologiczne z PS | 10 µl     | sterylne          | 100 x 20 szt. | 2000 szt. |
|           | B-2412  | Ezy mikrobiologiczne z PS | 10 µl     | sterylne          | 200 x 5 szt.  | 1000 szt. |

### Opis

Ezy z polistyrenu z zakończeniem prostym i zaokrąglonym. Sterylne.