




Futurał TopSafe



Wodoodporny, silikonowy futerał TopSafe kompatybilny z Testo 106 i Testo 826. Doskonale zabezpiecza przed ubrudzeniem urządzenia i uderzeniami lub wstrząsami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2052	Futurał TopSafe	0516-8265

Opis

Futurał TopSafe został zaprojektowany do ochrony termometru Testo 106 oraz pirometru Testo 826. Etui wykonane jest z przezroczystego silikonu. Dzięki temu termometr lub pirometr nie ulega zabrudzeniu. Dodatkowo futerał TopSafe jest wodoodporny i zabezpiecza urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.