



## Etui do Testo 830



Czarne etui do pirometru Testo 830 zostało wykonane ze skóry. Chroni urządzenie przed uszkodzeniami, a także posiada uchwyt mocujący do paska.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2088	Etui Testo 830	0516-8302

### Opis

Skórzane etui do pirometru Testo 830 zostało zaprojektowane tak, aby idealnie pasowało na miernik temperatury Testo 830. Oprócz ochrony przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem umożliwia przymocowanie urządzenia do paska. Oferowany pokrowiec jest łatwy w czyszczeniu, ponieważ wykonany jest ze skóry koloru czarnego.