




## Uchwyt do Testo 106



Uchwyt do termometru Testo 106 pozwala na przymocowanie futerału z urządzeniem do paska za pomocą klipsa mocującego. Dodatkowo specjalnie zaprojektowana pokrywa ochronia sondę temperaturową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2053	Uchwyt do termometru Testo 106	0554-0825

### Opis

Uchwyt do termometru Testo 106 umożliwia przymocowanie urządzenia do ściany. Oprócz tego, dzięki obecności klipsa mocującego możliwe jest przyklepienie futerału do paska. Uchwyt wykonany jest z ABS (terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego) w kolorze białym. Ponadto posiada nasadę, która chroni sondę temperatury termometru Testo 106. Futerał zapewnia skuteczne zabezpieczenie miernika temperatury i sondy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.