




## Pirometr Testo 805



Pirometr Testo 805 to niewielkie urządzenie do bezkontaktowych pomiarów temperatury powierzchni z wykorzystaniem podczerwieni w zakresie od -25 do +250°C. Wyposażony w funkcję skanowania do długich pomiarów. Dostępny również w zestawie z wodoodpornym etui TopSafe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Nr producenta
	T-2065	Pirometr Testo 805	bez futerału	0560-8051
	T-2066	Pirometr Testo 805	z futerałem TopSafe	0563-8051

### Opis

Pirometr Testo 805 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami (80 x 31 x 19 mm) i łatwością obsługi. Dodatkowo szybko wykonuje bezdotykowe pomiary temperatury powierzchni (czas reakcji < 1 s). Ten działający na podczerwień pirometr posiada również funkcję skanowania, która jest szczególnie przydatna przy długotrwałych pomiarach.

Urządzenie dostępne jest również w zestawie z wodoodpornym, silikonowym futerałem TopSafe (IP65). Wytrzymałe etui TopSafe doskonale chroni pirometr Testo 805 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.

**Zakres pomiarowy:** od -25 do +250°C.

**Rozdzielczość:** 0,1°C (-9,9 do +199,9°C), 1°C (w pozostałym zakresie).

Typ baterii: 1 x litowa CR 2032.