





Pipety Pasteura - o poj. 3 ml + pojemność bańki ssącej 4 ml

Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	B-2437	Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml	7,8 x 150 mm	500 szt.
	B-2438	Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml, sterylne - R, pak. Ind.	5 x 150 mm	500 szt.

Opis

Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml).

Wykonane z polietylenu.

Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml