




## Pojemnik z elektrolitem do Testo 206



Żel zawierający KCl do przechowywania elektrod w wygodnym pojemniku, ułatwiającym przechowywanie i korzystanie z pH-metrów z serii Testo 206 ([206-pH1](#) oraz [206-pH2](#)).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2155	Pojemnik z elektrolitem do Testo 206	0554-2067

### Opis

Elektrolit zawierający KCl oferujemy w wygodnym, poręcznym pojemniku. Produkt jest przeznaczony do przechowywania elektrod z pH-metrów z serii Testo 206. Umieszczanie elektrody lub sondy pH w żelu z KCl zapewnia trwałość i niezawodność urządzenia oraz zabezpiecza przed wysychaniem. Pojemnik został zaprojektowany tak, aby idealnie pasować do elektrod stosowanych w pH-metrach [Testo 206-pH1](#) oraz [206-pH2](#).