



Statyw ze stali szlachetnej na 6 uchwytów do ez - okrągły

Hammacher
Instrumente

Statyw ze stali szlachetnej przeznaczony do ustawienia do 6 uchwytów do ez lub głaszczek. Stabilna forma zapobiega przewróceniu. Może być autoklawowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-1800	Statyw aluminiowy na 6 uchwytów do ez - okrągły

Opis

Statyw ze stali szlachetnej przeznaczony do ustawienia do 6 uchwytów do ez lub głaszczek. Stabilna forma zapobiega przewróceniu. Może być autoklawowany.

Średnica: 80 mm.

Wysokość: 80 mm.

Śr. otworów: 9 mm.

Waga: 620 g.