



Głaszczki L-kształtne - sterylne



Sterylnie głaszczki. Wykonane z ABS. Posiadają gładką powierzchnię, co zapobiega zarysowywaniu powierzchni podłożu mikrobiologicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
✓	B-4055	Głaszczki L-kształtne	sterylne	pak. ind.	100 szt.
✓	B-4044	Głaszczki L-kształtne	sterylne	pak. ind.	500 szt.

Opis

Sterylnie głaszczki. Wykonane z ABS. Posiadają gładką powierzchnię, co zapobiega zarysowywaniu powierzchni podłożu mikrobiologicznych.

Wymiary: 146 x 38 mm.

Średnica: 4 mm.