

**Probówki do PCR o poj. 0,2 ml - Brand**



Oryginalne probówki renomowanej firmy Brand o poj. 0,2 ml, wykonane z polipropylenu. Wysoka jakość. Kompatybilne z większością dostępnych na rynku termocyklorów. Łatwe otwieranie i zamykanie przy zachowaniu maksymalnej szczelności zatyczki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Zamknięcie	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0291	Probówki do PCR	0,2 ml	przezroczyste	wypukła pokrywka	781300	1000 szt.
	K-0292	Probówki do PCR	0,2 ml	różowe	płaska pokrywka	781301	1000 szt.
	K-0293	Probówki do PCR	0,2 ml	żółte	płaska pokrywka	781302	1000 szt.
	K-0294	Probówki do PCR	0,2 ml	zielone	płaska pokrywka	781303	1000 szt.
	K-0295	Probówki do PCR	0,2 ml	niebieskie	płaska pokrywka	781304	1000 szt.
	K-0296	Probówki do PCR	0,2 ml	przezroczyste	płaska pokrywka	781305	1000 szt.

**Opis**

Oryginalne probówki renomowanej firmy Brand o poj. 0,2 ml, wykonane z polipropylenu. Wysoka jakość. Kompatybilne z większością dostępnych na rynku termocyklorów. Łatwe otwieranie i zamykanie przy zachowaniu maksymalnej szczelności zatyczki. Dostępne różne kolory probówek, umożliwiające łatwą i szybką identyfikację próbek.