






Licznik kolonii SC6 Plus

 Cole-Parmer[®]

Urządzenie umożliwia szybkie i dokładne zliczanie kolonii bakteryjnych na szalkach Petriego. Liczenie kolonii odbywa się przez naciskanie płytki dowolnym pisakiem i jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym oraz zmianą liczby na wyświetlaczu cyfrowym (maks. 999 kolonii). Istnieje możliwość regulowania wrażliwości płytki na nacisk oraz wyboru koloru tła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0999	Licznik kolonii SC6 Plus - bez soczewki powiększającej
	B-1006	Soczewka powiększająca (1,7-krotnie) - giętkie ramię statywu
	B-1007	Soczewka powiększająca (3-krotnie) - sztywne ramię statywu

Opis

Urządzenie umożliwia szybkie i dokładne zliczanie kolonii bakteryjnych na szalkach Petriego. Liczenie kolonii odbywa się przez naciskanie płytki dowolnym pisakiem i jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym oraz zmianą liczby na wyświetlaczu cyfrowym (maks. 999 kolonii). Istnieje możliwość regulowania wrażliwości płytki na nacisk oraz wyboru koloru tła (jasne - do kolonii nieprzezroczystych i ciemne do kolonii przezroczystych). Licznik posiada antybakteryjną powłokę BioCote[®].

Urządzenie posiada wbudowany licznik średniej liczby kolonii z maks. 99 szalek. Antyodblaskowe oświetlenie LED znacznie ułatwia pracę.

Dostawa obejmuje 2 siatki Wolffhügela i 2 pierścienie redukcyjne (adapтеры centrujące) do szalek Petriego o średnicy 50-90 mm oraz kabel USB (dł. 1 m).

Zakres temp. otoczenia: +5 do +40 °C.

Wymiary: 310 x 300 x 140 mm.

Masa: 1,5 kg.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

Soczewkę powiększającą do zliczania małych kolonii należy zakupić osobno.