



Probówki do PCR SoftTubes[®] - 0,2 ml - wypukła pokrywka

Z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wymagana mniejsza siła nacisku podczas zamykania. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	A-711000	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	bezbarwne	1000 szt.
	A-711001	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	czerwone	1000 szt.
	A-711002	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	niebieskie	1000 szt.
	A-711003	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	zielone	1000 szt.
	A-711004	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	żółte	1000 szt.
	A-711006	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	fioletowe	1000 szt.
	A-711008	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	różnokolorowe	5 x 200 szt.

Opis

Z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wymagana mniejsza siła nacisku podczas zamykania. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Pakowane w worku po 1000 sztuk.