



Magnetyczny system qpore do filtracji na butelki z gwintem GL45



Magnetyczny system do filtracji na butelki z gwintem GL 45. System pasuje do filtrów o średnicy 47 mm. Świetnie sprawdzi się do filtracji próbek wodnych. Może być obsługiwany jedną ręką.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Przeznaczenie | Śr. membrany | Poj. lejka |
|-----------|---------|---|----------------|--------------|------------|
| | 8-3001 | System do filtracji do wielokrotnego użytku | butelki z GL45 | 47 mm | 300 ml |
| | 8-3003 | System do filtracji do wielokrotnego użytku | butelki z GL45 | 47 mm | 500 ml |

Opis

Magnetyczny system do filtracji na butelki z gwintem GL 45 do filtrów membranowych o średnicy 47 mm. Jest odporny na działanie większości chemikaliów i może być autoklawowalny. Wykorzystanie magnesów zamiast gwintu zabezpiecza filtr przed przypadkowym uszkodzeniem. Dzięki pokrywce z dodatkowymi wyjściami, możliwe jest prowadzenie filtracji ciągłej. Dodatkowo w pokrywie umieszczony jest filtr wentylacyjny strzykawkowy PTFE, 0,45 µm. Doskonale sprawdza się do filtracji próbek wodnych. Pasujące [filtry o średnicy 47 mm](#), należy zakupić osobno.

W naszej ofercie dostępne są również dodatkowe akcesoria pasujące do magnetycznych systemów do filtracji takie jak:

- [8-3004 - dodatkowa pokrywa na lejek,](#)
- [8-3005 - uchwyt na filtr membranowy,](#)
- [8-3006 - wymienny filtr wentylacyjny.](#)

Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---------------------------|-------------------------------|
| Średnica wewnętrzna węża | 8-12 mm |
| Pojedynczo pakowane | tak |
| materiał | polieterosulfon (PES) |
| Średnica membrany | 47 mm |
| Typ | magnetyczny uchwyt do filtrów |
| Rodzaj połączenia z węzem | oliwka do węży |
| Do butelek typu | gwintowane GL 33/45 |