



Korek silikonowy do magnetycznych systemów do filtracji qpore



Korek silikonowy z otworem pasujący do magnetycznych systemów do filtracji marki qpore.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---------|---|
|  | 8-3007 | Korek silikonowy do magnetycznych systemów do filtracji |

Opis

Silikonowy korek z otworem pasujący do [magnetycznych systemów do filtracji qpore](#). Ściśle przylega do szyjki butelki co pozwala na efektywne przeprowadzanie sączenia. Korek jest bardzo odporny na działanie substancji chemicznych. Ponieważ silikon nie zmienia swoich właściwości w szerokim zakresie temperatur korek będzie szczelnie przywierał nawet w niskiej temperaturze.

Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|----------------|---------|
| Wysokość | 35 mm |
| Autoklawowalny | tak |
| Średnica dolna | 37 mm |
| Średnica górna | 43 mm |

| Parametr | Wartość |
|-----------------|----------------|
| Kolor | niebieski |
| Materiał | silikon |