



## Korek silikonowy do magnetycznych systemów do filtracji qpore



Korek silikonowy z otworem pasujący do magnetycznych systemów do filtracji marki qpore.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	8-3007	Korek silikonowy do magnetycznych systemów do filtracji

### Opis

Silikonowy korek z otworem pasujący do [magnetycznych systemów do filtracji qpore](#). Ściśle przylega do szyjki butelki co pozwala na efektywne przeprowadzanie sączenia. Korek jest bardzo odporny na działanie substancji chemicznych. Ponieważ silikon nie zmienia swoich właściwości w szerokim zakresie temperatur korek będzie szczelnie przywierał nawet w niskiej temperaturze.

### Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wysokość	35 mm
Autoklawowalny	tak
Średnica dolna	37 mm
Średnica górna	43 mm

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
Kolor	niebieski
Materiał	silikon