




Pojedyncze próbki do PCR 0,2 ml

High Profile, z zamknięciem Domed Optical Cap oraz tarczą zapobiegającą kontaminacji. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712000	Pojedyncze próbki 0,2 ml	bezbarwne	w worku (1000 szt.)

Opis

High Profile, z zamknięciem Domed Optical Cap oraz tarczą zapobiegającą kontaminacji. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (1.000 szt.).