

Szalki Petriego z PS - śr. 90 mm



DESIGN, INJECTION & TOOLING
NOEX[®]

Szalki Petriego z PS o średnicy 90 mm. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Dostępne w wersji sterylnej i aseptycznej oraz z możliwością wentylacji lub bez. Szalki Petriego są powszechnie wykorzystywane w praktyce laboratoryjnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Stopień czystości	Żebra went.	Pakowane	Szt./Op.
	P-1060	Szalki Petriego	90 mm	14,2 mm	aseptyczne	brak	24 x 25 szt.	600 szt.
	P-1061	Szalki Petriego	90 mm	14,2 mm	aseptyczne	3	24 x 25 szt.	600 szt.
	P-1062	Szalki Petriego	90 mm	14,2 mm	sterylne	brak	24 x 25 szt.	600 szt.
	P-1063	Szalki Petriego	90 mm	14,2 mm	sterylne	3	24 x 25 szt.	600 szt.
	P-1064	Szalki Petriego	90 mm	16,2 mm	aseptyczne	brak	24 x 25 szt.	600 szt.
	P-1065	Szalki Petriego	90 mm	16,2 mm	aseptyczne	3	24 x 25 szt.	600 szt.
	P-1066	Szalki Petriego	90 mm	16,2 mm	sterylne	brak	24 x 25 szt.	600 szt.
	P-1067	Szalki Petriego	90 mm	16,2 mm	sterylne	3	24 x 25 szt.	600 szt.

Opis

Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji zarówno z żebrami wentylacyjnymi, jak i bez żeber. Pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 25 szt. Oferowane w opakowaniach zbiorczych po 600 szt. Produkt polski.

Dostępne są w dwóch wersjach stopnia czystości:

- **aseptyczne** - wyprodukowane w aseptycznych warunkach Clean Room Klasa 10000,
- **sterylne** - sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma.

Gama jednorazowych szalek Petriego obejmuje ponadto:

- szalki o średnicy [55 mm](#), [120 mm](#) oraz [140 mm](#),
- [szalki Petriego Stabile](#),

- [szalki ze znacznikiem](#),
- [szalki Petriego typu RODAC](#) do metody kontaktowej,
- [kwadratowe szalki Petriego](#).