



Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, pojemność 0,25 ml

Z pokrywką. Bez podziałki. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Szt./Op.
	A-710080	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,25 ml	bezbarwny polipropylen	w worku (1000 szt.)
	A-710081	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,25 ml	bezbarwny polietylen*	w worku (1000 szt.)

Opis

Z pokrywką. Bez podziałki. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (1000 sztuk).

* bez możliwości autoklawowania, Low-Density-Polyethylen