

Kwadratowe szalki Petriego



Szalki Petriego wykonane z polistyrenu. Kwadratowe. Posiadają żebra wentylacyjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-4019	Kwadratowe szalki Petriego	sterylne	24 x 10 szt.	240 szt.
	B-4020	Kwadratowe szalki Petriego	niesterylne	24 x 10 szt.	240 szt.

Opis

Szalki Petriego wykonane z polistyrenu. Kwadratowe. Posiadają żebra wentylacyjne.

Wymiary: 120 x 120 x 17 mm.