




## Probówki typu Eppendorf - poj. 0,5 ml



Probówki z polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką z wgłębieniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2282	Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym i płaską zatyczką z wgłębieniem	PP	0,5 ml	worek	1000 szt.

### Opis

Probówki z polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką z wgłębieniem.

**Pojemność:** 0,5 ml.