




Mikroprobówki o poj. 0,5 ml do zakrętek gwintowych - Brand



Probówki firmy Brand, z gwintem. Wykonane z PP. Z matowym polem do opisu. Samostojące. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do 121 °C. Autkolawowalne w 121°C pod ciśnieniem 2 bar.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0351	Mikroprobówki do zakrętek gwintowanych, poj. 0,5 ml	780730	1000 szt.

Opis

Probówki firmy Brand, z gwintem. Wykonane z PP. Z matowym polem do opisu. Samostojące. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do 121 °C. Autkolawowalne w 121°C pod ciśnieniem 2 bar.

Uwaga: probówki sprzedawane bez zakrętek! Kolorowe zakrętki (nr art. K-0350 i nast.) prosimy zamawiać osobno!

Probówki tego typu są dostępne również w pojemnościach: 1,5 ml ([nr art. K-0357 i K-0358](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0359 i K-0360](#)).