



## Mikroprobówki o poj. 0,5 ml do zakrętek plombujących - Brand



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0346	Mikroprobówki o poj. 0,5 ml do nakrętek plombujących	780760	1000 szt.

### Opis

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C.

**Uwaga: probówki sprzedawane bez zakrętek! Kolorowe zakrętki plombujące (nr art. K-0340 i nast.) prosimy zamawiać osobno!**

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach: 1,5 ml ([nr art. K-0347 i K-0348](#)) i 2,0 ml ([nr art. K-0349 i K-0350](#)).