



Statyw na szalki Petriego

Statyw metalowy z rączką przeznaczony na ok. dziesięć szalek o średnicy do 100 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wys. wew.
	B-1101	Statyw na szalki Petriego ze stali powlekanej PE	230 mm
	B-1102	Statyw na szalki Petriego ze stali szlachetnej	230 mm
	B-1103	Statyw na szalki Petriego ze stali powlekanej nylonem	230 mm

Opis

Statyw wykonany z metalu przeznaczony na szalki Petriego o średnicy do 100 mm. Można je ustawiać do wysokości 230 mm. Statyw posiada rączkę i jest dostępny w wersji z powłoką z tworzywa sztucznego lub bez.

Model bez powłoki, wykonany ze stali szlachetnej [B-1102](#) można autoklawować w 121°C.