




Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 0,5 ml, sterylne - Brand



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z zamknięciem plombującym, wykonanymi z PP, z matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne. Samostojące.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0335	Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 0,5 ml - sterylne	780755	500 szt.

Opis

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z zamknięciem plombującym, wykonanymi z PP, z matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne. Samostojące.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach 1,5 ml ([nr art. K-0336 i K-0337](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0338 i K-0339](#)).