



Pojemniki do sterylizacji szalek Petriego

Z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Ze stelażem do szalek o śr. do 100 mm. Można sterylizować w temperaturze do +150°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. zew.	Wysokość	Pojemność	Szt./Op.
	B-1105	Pojemnik do sterylizacji szalek Petriego	120 mm	250 mm	10 szalek Petriego	1 szt.
	B-1106	Pojemnik do sterylizacji szalek Petriego	120 mm	500 mm	20 szalek Petriego	1 szt.

Opis

Pojemnik z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Ze stelażem do szalek o śr. do 100 mm. Można sterylizować w temperaturze do +150°C.