



Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml, sterylne - Brand



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z PP, z matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne. Samostojące.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0330	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml, sterylne	780750	500 szt.

Opis

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z PP, z matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne. Samostojące.

Probówki tego typu są również dostępne w pojemnościach 1,5 ml ([nr art. K-0331 i K-0332](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0333 i K-0334](#)).