




## Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml - Brand



Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C. Samostojące.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0320	Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml	780700	1000 szt.

### Opis

Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C. Samostojące.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach 1,5 ml ([nr art. K-0321 i K-0322](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0323 i K-0324](#)).