



**Probówki do PCR o poj. 0,5 ml - Brand**



Oryginalne probówki renomowanej firmy Brand o poj. 0,5 ml, wykonane z polipropylenu. Wysoka jakość. Kompatybilne z większością dostępnych na rynku termocyklerów. Łatwe otwieranie i zamykanie przy zachowaniu maksymalnej szczelności zatyczki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0297	Probówki do PCR	0,5 ml	przezroczyste	781310	1000 szt.
	K-0298	Probówki do PCR	0,5 ml	różowe	781311	1000 szt.
	K-0299	Probówki do PCR	0,5 ml	żółte	781312	1000 szt.
	K-0300	Probówki do PCR	0,5 ml	zielone	781313	1000 szt.
	K-0301	Probówki do PCR	0,5 ml	niebieskie	781314	1000 szt.

**Opis**

Oryginalne probówki renomowanej firmy Brand o poj. 0,5 ml, wykonane z polipropylenu. Wysoka jakość. Kompatybilne z większością dostępnych na rynku termocyklerów. Łatwe otwieranie i zamykanie przy zachowaniu maksymalnej szczelności zatyczki. Dostępne różne kolory probówek, umożliwiające łatwą i szybką identyfikację próbki. Probówki posiadają płaską zatyczkę, o kształcie umożliwiającym naniesienie krótkiego opisu (np. numeru próbki).